

GP CO G 160 P

Produto de manutenção DishClean (160 g)
para o funcionamento ideal da máquina de lavar louça.

Código EAN: 4002516476108 / Número de material: 11905580 /
Número de material antigo: 21995539EU8



- Remove odores, calcário e depósitos ligeiros
- Mantém a elasticidade e estanquidade das juntas da porta
- Proteção ativa devido à limpeza
- A fórmula especial da Miele garante o desempenho ideal da máquina
- Utilizar 4 a 5 vezes por ano
- A melhor manutenção para muitos anos de confiança