

B 4847 FashionMaster  
Sistema de engomar a vapor  
com visor e Steamer adicional para melhores resultados e conforto.



- Distribuição uniforme do vapor: base com estrutura de favos
- Qualidade profissional graças à pressão de vapor de 4.0 bar
- Montagem/desmontagem fácil graças ao 1-2-Lift-System
- Melhor resultado graças ao apoio da tábua de engomar ativa
- Alisamento cómodo de têxteis pendurados: Steamer

Código EAN: 4002516527121 / Número de material: 11978060 /  
Número de material antigo: 13484721SER

<b>Design</b>	
Cor do ferro de engomar	Antracite/branco lotus
Cor do pano de cobertura da tábua de engomar	Vermelho amora
Visor	Visualização de texto de 1 lin
<b>Resultados de engomar perfeitos</b>	
Base com estrutura de favos	•
Pressão de vapor em bar	4,0
Quantidade de vapor em g/min	100
Vapor vertical	•
Vapor a partir de nível de temperatura	2
Jato de vapor	•
Vapor contínuo	•
Steamer	•
Tábua de engomar ativa (função de insuflar e de sucção)	•
Função de sucção	•
2.º nível de potência do ventilador	•
Base antiaderente	•
Higiene do vírus testado	•
<b>Passar com economia de tempo</b>	
Capacidade do reservatório da água em l	1,25
Reservatório da água amovível	•
Reservatório da água com enchimento permanente	•
Engoma peças grossas	•
<b>Conforto de utilização</b>	
All-in-one	•
1-2 Lift System	•
Ajuste em altura sem escalonamento com mola de pressão a gás em mm	830-1020
Rodas antirriscos	•
Tábua de engomar com ComfortZone	•
Ligar/desligar automático do ventilador	•
Ventilador com função Memory	•
Flexibilidade de idiomas	•
Primeira colocação em funcionamento orientada	•
Descalcificação orientada	•
Descalcificação automática	•
Enxaguamento automático	•
Compartimento para arrumar o ferro de engomar	•
Compartimento para arrumar o cabo de ligação e acessórios	•
<b>Segurança</b>	
Função CoolDown	•
Função Auto-Off	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Dimensões em mm (largura)	470
Dimensões em mm (altura)	970
Dimensões em mm (profundidade)	1480

B 4847 FashionMaster  
Sistema de engomar a vapor  
com visor e Steamer adicional para melhores resultados e conforto.



Código EAN: 4002516527121 / Número de material: 11978060 /  
Número de material antigo: 13484721SER

Dimensões em mm (largura), máquina fechada	470
Dimensões em mm (altura), máquina fechada	1280
Dimensões em mm (profundidade), máquina fechada	370
Frequência em Hz	50-60

#### Acessórios fornecidos

Base antiaderente	•
Steamer	•
Pano de cobertura da tábua de engomar Premium	•
Suporte da mangueira de vapor	•
Tiras de teste para determinar o grau de dureza da água	•
Pastilhas de descalcificação	•

#### Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english (AU),  
english (GB), english  
(US), español, français,  
hrvatski, italiano, magyar,  
nederlands, norsk, polski,  
português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski, suomi,  
svenska, türkçe, українська,  
čeština, ελληνικά,  
[?][?][?][?][?][?][?][?][?],  
[?][?], [?][?][?][?][?], [?][?][?]