

APLW DS7111

Complemento

Dosagem de líquidos para expansão post. da PLW 7111 com uma 3.^a bomba doseadora.



- Instalação posterior pelo serviço de assistência técnica
- Para o uso de produtos químicos adicionais
- Podem ser instalados, no máximo, dois conjuntos de reequipamento

Código EAN: 4002516648697 / Número de material: 11993930 /

Número de material antigo: 69242001D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine

Equipamentos compatíveis

PLW 7111

PLW 7111 [Safety]

PWD 7121

PWD 7122

Categoria do produto

Conjunto de adaptação

Sistema de dosagem

Âmbito de aplicação

Reprocessamento de vidraria de laboratório

Reprocessamento de instrumentos dentários

Reprocessamento de instrumentos ocós

Reprocessamento de tabuleiros/bandejas

Reprocessamento das válvulas de repiração

Reprocessamento de máscaras proteção respiratória

Reprocessamento de estruturas de suporte de aparelhos respiratórios isolantes de ar comprimido

Reprocessamento de garrafas de ar comprimido

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável, Plástico

Cor

Aço inoxidável, Verde, Preto

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm

95

Medida exterior, largura bruta em mm

170

Medida exterior, profundidade bruta em mm

550

Peso líquido em kg

0,42

Peso bruto em kg

0,64