

APWD 325

Complemento

para o reprocessamento de mangueiras de sistemas de sedação com óxido nitroso dentário.



- Possível reprocessamento simultâneo de até 5 conjuntos de mangueiras duplas
- Com conjunto de adaptadores para ligação segura ao sistema de injetores
- Limpeza fiável interna e externa e secagem das mangueiras
- Permite reprocessamento paralelo de máscaras no cesto rede E 146
- Grande capacidade para mais instrumentos por carga

Código EAN: 4002516610908 / Número de material: 12036420 /

Número de material antigo: 68632500D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros complementos	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Silicone
Cor	Aço inoxidável, Cinzento
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	132
Medida exterior, largura líquida em mm	324
Medida exterior, profundidade líquida em mm	379
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	335
Medida exterior, profundidade bruta em mm	380
Peso líquido em kg	2,23
Peso bruto em kg	2,62