

APWD 325

Complemento

para o reprocessamento de mangueiras de sistemas de sedação com óxido nitroso dentário.



- Possível reprocessamento simultâneo de até 5 conjuntos de mangueiras duplas
- Com conjunto de adaptadores para ligação segura ao sistema de injetores
- Limpeza fiável interna e externa e secagem das mangueiras
- Permite reprocessamento paralelo de máscaras no cesto rede E 146
- Grande capacidade para mais instrumentos por carga

Código EAN: 4002516610908 / Número de material: 12036420 /

Número de material antigo: 68632500D

| | |
|---|--------------------------|
| Categorias de produto associadas | |
| Máquinas de lavar e desinfetar térmicas | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| PG 8581 | • |
| PG 8591 | • |
| Categoria do produto | |
| Outros complementos | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável, Silicone |
| Cor | Aço inoxidável, Cinzento |
| Âmbito de aplicação | |
| Reprocessamento de instrumentos dentários | • |
| Reprocessamento de diversos utensílios | • |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 132 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 324 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 379 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 160 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 335 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 380 |
| Peso líquido em kg | 2,23 |
| Peso bruto em kg | 2,62 |