

APWD 328

Complemento

com conjunto de extensão para reprocessamento de sistemas de óxido nítrico dentário.



- Expansão de capacidade até 5 conjuntos de mangueiras duplas
- 5 peças de placas de engate e rotativas

Código EAN: 4002516611028 / Número de material: 12036450 /  
Número de material antigo: 68632800D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Categoria do produto</b>	
Outros complementos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	77
Medida exterior, largura líquida em mm	90
Medida exterior, profundidade líquida em mm	100
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	95
Medida exterior, profundidade bruta em mm	110
Peso líquido em kg	0,26
Peso bruto em kg	0,32