


APLW 214 Set LAB

Conjunto de cestos

para reprocessam. de vidraria de laboratório c/ bicos injetores e complementos.



- p/ inserção de 36 vidros colo estreito e outra vidraria laboratório
- Composto por: cesto superior A 101 e cesto inferior A 150
- Com complemento A 11/2 e 2 x módulos A 301/5
- Parte integrante do sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516585169 / Número de material: 12036820 /
Número de material antigo: 69621400D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8504	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para vidraria de colo estreito	•
Cesto superior	•
Cesto inferior	•
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Vidraria de colo estreito [número]	36
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1
Medida exterior, largura líquida em mm	1
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1
Medida exterior, altura bruta em mm	450
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	590
Peso líquido em kg	10,33
Peso bruto em kg	13,75