

KWF 1000

IntensiveClear

Filtro de água com carvão ativado para MasterCool F 1xxx/F 2xx1/KF 1xxx/KF 2xx1.

Código EAN: 4002516578505 / Número de material: 12073610 /  
Número de material antigo: 38996034EU3



- Para uma qualidade da água claramente melhor
- Usufrua de água pura e cubos de gelo sem sabor
- Filtra matéria em suspensão e substâncias aromáticas da água canalizada
- Para manter o desempenho, substituir o filtro a cada 6 meses