

APLW 870

Conjunto de bocais injetores

com encaixe, para lavagem de recipientes de sedimentação (cones Imhoff).



- Conjunto composto por 4 injetores especiais com suportes
- Diâmetro máx. 120 mm, altura máx. 470 mm
- Utilização com módulo de injetores A 300/2 disponível em separado
- Utilização com módulo de injetores A 300/3 disponível em separado
- Para uso com módulo de injetores A 620 disponível em separado
- Parte integrante do sistema EasyLoad

Código EAN: 4002516638124 / Número de material: 12151110 /
Número de material antigo: 69687000D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Injetor	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Componente do sistema EasyLoad	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Provetas graduadas [número]	4
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	85
Medida exterior, largura líquida em mm	175
Medida exterior, profundidade líquida em mm	290
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	180
Medida exterior, profundidade bruta em mm	300
Peso líquido em kg	0,39
Peso bruto em kg	0,56