


APLW 633

Complemento

para colocação ideal de aparelhos respiratórios e garrafas de ar comprimido.



- Para reproc. de 2 estruturas. aparelhos respiratórios ar compr.
- Ou para o reprocessamento de até 2 garrafas de ar comprimido
- Pressurização através de garrafas de reprocessamento pequenas
- Aplicável no cesto APLW 152

Código EAN: 4002516726043 / Número de material: 12230150 /

Número de material antigo: 69663300D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Máquinas de lavar e desinfetar com cuba grande, bombeiros e serviços de salvamento

•

Equipamentos compatíveis

PLW 7111 [Safety]

•

Categoria do produto

Complemento para estrutura de suporte de aparelhos respiratórios de ar comprimido

•

Complemento para garrafas de ar comprimido

•

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável

Cor

Aço inoxidável

Âmbito de aplicação

Reprocessamento de estruturas de suporte de aparelhos respiratórios isolantes de ar comprimido

•

Reprocessamento de garrafas de ar comprimido

•

Capacidade

Garrafas de ar comprimido [número]

2

Estrutura de suporte de aparelhos respiratórios de ar comprimido com garrafa de ar comprimido [número]

1

Estrutura de suporte de aparelhos respiratórios isolantes de ar comprimido [número]

2

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm

360

Medida exterior, largura bruta em mm

520

Medida exterior, profundidade bruta em mm

530

Peso líquido em kg

10,91

Peso bruto em kg

10,92