


APLW 633

Complemento

para colocação ideal de aparelhos respiratórios e garrafas de ar comprimido.



- Para reproc. de 2 estruturas. aparelhos respiratórios ar compr.
- Ou para o reprocessamento de até 2 garrafas de ar comprimido
- Pressurização através de garrafas de reprocessamento pequenas
- Aplicável no cesto APLW 152

Código EAN: 4002516726043 / Número de material: 12230150 /

Número de material antigo: 69663300D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar com cuba grande, bombeiros e serviços de salvamento	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 7111 [Safety]	•
Categoria do produto	
Complemento para estrutura de suporte de aparelhos respiratórios de ar comprimido	•
Complemento para garrafas de ar comprimido	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de estruturas de suporte de aparelhos respiratórios isolantes de ar comprimido	•
Reprocessamento de garrafas de ar comprimido	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Capacidade	
Garrafas de ar comprimido [número]	2
Estrutura de suporte de aparelhos respiratórios de ar comprimido com garrafa de ar comprimido [número]	1
Estrutura de suporte de aparelhos respiratórios isolantes de ar comprimido [número]	2
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	360
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	530
Peso líquido em kg	10,92
Peso bruto em kg	10,92