

K 7126 E

Frigorífico de integrar
com compartimento congelador 4* integrado, iluminação LED e SuperCool.



- Iluminação otimizada e sem manutenção do espaço interior com LED
- Compartimento congelador de 4 estrelas integrado
- Rápida refrigeração de alimentos graças à função SuperCool



Código EAN: 4002516663850 / Número de material: 12269850 /
Número de material antigo: 36712605EU1

Categoria do aparelho	
Frigorífico	•
Tipo de construção	
Aparelho de integrar	•
Aparelho integrado	•
Batente da porta	à direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Design	
Iluminação do compartimento frigorífico	LED
Conforto de utilização	
ComfortFrost	•
Comando	
Tipo de comando	EasyControl
Frigorífico desconectável	Não
Regulação da temperatura independente para compartimento frigorífico e compartimento congelador	Não
SuperCool	•
Número de zonas de temperatura	2
Modo Festa	•
Frigorífico/compartimento frigorífico	
Número de prateleiras	2
Número de prateleiras da porta para conservas	1
Prateleiras da porta para garrafas	1
Prateleira da porta	2
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	E
Consumo energético anual em kWh	144,00
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,39
Segurança	
Alarme acústico da porta	•
Caraterísticas técnicas	
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	541
Altura do aparelho em mm	874
Profundidade do aparelho em mm	548
Peso em kg	31,4
Tecnologia de fixação	Porta fixa
Peso máx. frontal do frigorífico em kg	19
Compartimento frigorífico em l	104
Compartimento congelador 4 estrelas em l	15
Volume útil total em l	119
Tempo de conservação em caso de avaria em h	10
Capacidade de congelação em kg/24 horas	3,00
Classe de emissão de ruído (A-D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	35
Consumo de energia em miliamperes (mA)	700
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50

K 7126 E

Frigorífico de integrar

com compartimento congelador 4* integrado, iluminação LED e SuperCool.



Código EAN: 4002516663850 / Número de material: 12269850 /


Número de material antigo: 36712605EU1

Acessórios fornecidos	
Suporte para ovos	•
Cuvete para cubos de gelo	•


K 7126 E

Frigorífico de integrar

com compartimento congelador 4* integrado, iluminação LED e SuperCool.



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, side view (installation drawings)