

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Produto de limpeza universal, ligeiramente alcalino, 500 ml para a remoção delicada de resíduos de gorduras e sujidade.



- Concentrado elevado e eficaz para melhores resultados de limpeza
- Excelente capacidade de remoção de sujidades de óleo e gordura
- Elevada proteção do material
- Recomendado para aparelhos de aço inoxidável Miele Professional e Steelco
- Marcado com o rótulo ecológico da UE
- Embalagem reciclável

Código EAN: 4002516693062 / Número de material: 12306020 /
Número de material antigo: 66917701V1

| Categorias de produto associadas | |
|--|--|
| Máquinas de lavar louça de água renovada | • |
| Máquinas de lavar louça ProfiLine | • |
| Máquinas de lavar louça de tanque | • |
| Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante | • |
| Máquinas de lavar roupa | • |
| Secadores | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar térmicas | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar, medicina | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar arrastadeiras | • |
| Esterilizadores de bancada | • |
| Esterilizadores grandes | • |
| Possibilidades de utilização | |
| Remoção de resíduos de café e chá | Muito bom |
| Remoção de resíduos de alimentos secos | Muito bom |
| Remoção de gordura | Muito bom |
| Remoção de óleo | Muito bom |
| Remoção de sangue | Muito bom |
| Remoção de proteínas | Muito bom |
| Remoção de amido | Muito bom |
| Remoção de resíduos alimentares | Muito bom |
| Remoção de resíduos persistentes ou secos | Muito bom |
| Recomendação de dosagem | |
| Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem | Ready to use |
| Valor de pH da solução de aplicação | 10,0-11,0 |
| Caraterísticas do produto | |
| Tipo de produto | Produto de limpeza para aço inoxidável |
| Forma do agregado | Concentrado líquido |
| Composição | Éteres glicólicos, Agente complexante (sem fosfato), Agente de solução, Tensioativos aniónicos, Tensioativos não iónicos |
| Temperatura de armazenamento mínima em °C | 5 |
| Temperatura de armazenamento máxima em °C | 25 |
| Adequado para inox | • |
| Boa capacidade de limpeza | • |
| Isento de fosfatos | • |
| Sem silicatos | • |
| Elevada proteção do material | • |
| Produto de limpeza intensivo com tensioactivos | • |
| Forte ação emulsificante e dispersante | • |
| Muito boa compatibilidade de material | • |
| Sem compostos de fósforo | • |

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Produto de limpeza universal, ligeiramente alcalino, 500 ml para a remoção delicada de resíduos de gorduras e sujidade.

Código EAN: 4002516693062 / Número de material: 12306020 /
Número de material antigo: 66917701V1



| Dimensões e peso | |
|---|-----|
| Medida exterior, altura líquida em mm | 270 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 93 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 51 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 270 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 93 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 51 |
| Peso bruto em kg | 1 |
| Quantidade de enchimento em ml | 500 |
| Conformidades, certificação | |
| Rótulo ecológico da UE | • |
| Números de teste | |
| Rótulo ecológico da UE: DE/020/507 | • |