

## ProCare Universal 70 ST - 500ml

Produto de limpeza universal, ligeiramente alcalino, 500 ml para a remoção delicada de resíduos de gorduras e sujidade.



- Concentrado elevado e eficaz para melhores resultados de limpeza
- Excelente capacidade de remoção de sujidades de óleo e gordura
- Elevada proteção do material
- Recomendado para aparelhos de aço inoxidável Miele Professional e Steelco
- Marcado com o rótulo ecológico da UE
- Embalagem reciclável

Código EAN: 4002516693062 / Número de material: 12306020 /  
Número de material antigo: 66917701V1

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça ProfiLine	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Secadores	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Esterilizadores de bancada	•
Esterilizadores grandes	•
Esterilizadores de bancada	•
<b>Possibilidades de utilização</b>	
Limpeza de superfícies de aço inoxidável	•
Remoção de resíduos de café e chá	Muito bom
Tratamento manual	•
Remoção de resíduos de alimentos secos	Muito bom
Remoção de amidos	•
Remoção de gordura	Muito bom
Remoção de óleo	Muito bom
Remoção de sangue	Muito bom
Remoção de resíduos difíceis de remover ou secos	•
Remoção de proteínas	Muito bom
Remoção de gordura	•
Remoção de amido	Muito bom
Remoção de óleo	•
Remoção de proteínas	•
Remoção de sangue	•
Remoção de resíduos alimentares	Muito bom
Remoção de resíduos persistentes ou secos	Muito bom
<b>Recomendação de dosagem</b>	
Valor de pH a 20 °C	10,8
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de meio	Produto de limpeza para aço inoxidável
Forma do agregado	Concentrado líquido

## ProCare Universal 70 ST - 500ml

Produto de limpeza universal, ligeiramente alcalino, 500 ml para a remoção delicada de resíduos de gorduras e sujidade.



Código EAN: 4002516693062 / Número de material: 12306020 /

Número de material antigo: 66917701V1

### Ingredientes

Éteres glicólicos, Agente complexante (sem fosfato), Agente de solução, Tensioativos aniónicos, Tensioativos não iónicos

Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Boa capacidade de limpeza	•
Isento de fosfatos	•
Sem compostos de fósforo	•
Sem silicatos	•
Elevada proteção do material	•
Produto de limpeza intensivo com tensioativos	•
Forte ação emulsionante e dispersante	•
Muito boa compatibilidade de material	•

### Caraterísticas do produto

Tipo de produto	Produto de limpeza para aço inoxidável
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Éteres glicólicos, Agente complexante (sem fosfato), Agente de solução, Tensioativos aniónicos, Tensioativos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	25
Adequado para inox	•
Boa capacidade de limpeza	•
Isento de fosfatos	•
Sem silicatos	•
Elevada proteção do material	•
Produto de limpeza intensivo com tensioactivos	•
Forte ação emulsionante e dispersante	•
Sem compostos de fósforo	•
Muito boa compatibilidade de material	•

### Dimensões e peso

Medida exterior, profundidade bruta em mm	51,00
Medida exterior, altura líquida em mm	270
Medida exterior, largura líquida em mm	93
Medida exterior, profundidade líquida em mm	51
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	93
Medida exterior, profundidade bruta em mm	51
Peso bruto em kg	1
Quantidade de enchimento em ml	500

### Conformidades, certificação

Rótulo ecológico da UE	•
------------------------	---

### Números de teste

Rótulo ecológico da UE: DE/020/507	•
------------------------------------	---

ProCare Universal 70 ST - 500ml

Produto de limpeza universal, ligeiramente alcalino, 500 ml para a remoção delicada de resíduos de gorduras e sujidade.