

## ProCare Tex 10 W - 20 l

Detergente líq. concentrado, ligeiramente ácido para lavar roupa de lã, , 20 l para limpeza mecânica de lã.



- Sem feltragem de lã
- Evita transferências de cor
- Impede a descoloração acinzentada
- Dermatologicamente testado

Código EAN: 4002516732440 / Número de material: 12338960 /  
Número de material antigo: 59706301V1

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Dosagem</b>	
Valor de pH da solução de aplicação	4,8-5,8
Adequado a uma dosagem automática	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
<b>Utilização</b>	
Lavandarias	•
Hotelaria, restauração	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Biodegradável	•
Especialmente eficaz em áreas de temperatura reduzida	•
Efeito de lavagem elevado em doses reduzidas	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm <sup>3</sup>	1,03
Isento de microplásticos	•
Manuseamento simples	•
<b>Indicações de armazenamento</b>	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Prazo de validade mínimo em meses	24
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	385
Medida exterior, largura líquida em mm	258
Medida exterior, profundidade líquida em mm	294
Quantidade de enchimento em ml	20000
<b>Conformidade, cert./marc.</b>	
Conformidade GHS/CLP	•