

K 7747 C 125 Gala Ed
Frigorífico de integrar
para um armazenamento profissional, graças ao PerfectFresh Pro e DynaCool.



- Armazenamento profissional e mais frescura com PerfectFresh Pro
- Iluminação otimizada e sem manutenção do espaço interior com LED
- Ligação em rede inteligente para mais opções: Miele@home
- Distribuição uniforme da temperatura no aparelho: DynaCool
- Não há condensados visíveis graças à parede CleanSteel seca



Código EAN: 4002516711674 / Número de material: 12361920 /
Número de material antigo: 36774730EU1

Campanha de aniversário	
Modelos 125 anos	•
125 Gala Edition	•
Categoria do aparelho	
Frigorífico	•
Tipo de construção	
Aparelho de integrar	•
Aparelho integrado	•
Batente da porta	à direita
Sentido de abertura da porta alterável	•
Design	
Iluminação do compartimento frigorífico	LED
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Sistema de refrigeração	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Comando	
Tipo de comando	SensorTouch
Frigorífico desconectável	Não
Regulação da temperatura independente para compartimento frigorífico e compartimento congelador	Não
SuperCool	•
Número de zonas de temperatura	2
Modo Sabbat	•
Modo Festa	•
Modo Férias	•
Frigorífico/compartimento frigorífico	
Número de prateleiras	6
das quais divisíveis (FlexiBoard)	1
Prateleira para garrafas em metal cromado	•
Número de gavetas de frescos	3
Parede posterior seca	CleanSteel
Número de prateleiras da porta para conservas	2
Prateleiras da porta para garrafas	2
Prateleira da porta	4
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	C
Consumo energético anual em kWh	99,65
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,27
Segurança	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•
Alarme ótico da porta	•
Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	560
Largura máx. do nicho em mm	570
Altura máx. do nicho em mm	1772


K 7747 C 125 Gala Ed
Frigorífico de integrar
para um armazenamento profissional, graças ao PerfectFresh Pro e DynaCool.




Código EAN: 4002516711674 / Número de material: 12361920 /
Número de material antigo: 36774730EU1

Altura máx. do nicho em mm	1788
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	559
Altura do aparelho em mm	1770
Profundidade do aparelho em mm	546
Peso em kg	62,5
Tecnologia de fixação	Porta fixa
Peso máx. frontal do frigorífico em kg	26
Classe climática	SN-T
Compartimento frigorífico em l	294
das quais zona PerfectFresh em l	98
Volume útil total em l	294
Classe de emissão de ruído (A-D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	32
Consumo de energia em miliampères (mA)	1200
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50-60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,2
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Suporte para ovos	•
Voucher para um filtro Active AirClean	•


K 7747 C 125 Gala Ed
 Frigorífico de integrar
 para um armazenamento profissional, graças ao PerfectFresh Pro e DynaCool.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)