

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Congelador de integrar

com NoFrost e oito gavetas de congelação em calhas telescópicas.



- Sem descongelação manual graças ao NoFrost
- Iluminação otimizada e sem manutenção do espaço interior com LED
- Ligação em rede inteligente para mais opções: Miele@home
- Congelação rápida e cuidadoso de alimentos: SuperFrost
- Fecho amortecido da porta através do SoftClose



Código EAN: 4002516711827 / Número de material: 12361980 /  
Número de material antigo: 37774040EU1

<b>Campanha de aniversário</b>	
Modelos 125 anos	•
125 Gala Edition	•
<b>Categoria do aparelho</b>	
Congelador	•
<b>Tipo de construção</b>	
Aparelho de integrar	•
Aparelho integrado	•
Batente da porta	à esquerda
Sentido de abertura da porta alterável	•
Adequado para Side-by-Side	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	SensorTouch
Regulação da temperatura independente para compartimento frigorífico e compartimento congelador	Não
SuperFrost	•
Número de zonas de temperatura	1
Modo Sabbat	•
Modo Festa	•
<b>Congelador/compartimento congelador</b>	
Número de gavetas de congelação	8
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A-G)	D
Consumo energético anual em kWh	189,80
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,52
<b>Segurança</b>	
Função de bloqueio	•
Alarme acústico da porta	•
Alarme acústico de temperatura do compartimento congelador	•
Alarme ótico da porta	•
Alarme ótico de temperatura	•
Indicação de falta de energia elétrica no compartimento congelador	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Largura mín. do nicho em mm	560
Largura máx. do nicho em mm	570
Altura máx. do nicho em mm	1772
Altura máx. do nicho em mm	1788
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	559
Altura do aparelho em mm	1770
Profundidade do aparelho em mm	546
Peso em kg	61,3
Tecnologia de fixação	Porta fixa
Peso máx. frontal do frigorífico em kg	26

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Congelador de integrar

com NoFrost e oito gavetas de congelação em calhas telescópicas.



Código EAN: 4002516711827 / Número de material: 12361980 /

Número de material antigo: 37774040EU1


Classe climática	SN-T
Compartimento congelador 4 estrelas em l	213
Volume útil total em l	213
Tempo de conservação em caso de avaria em h	9
Capacidade de congelação em kg/24 horas	12,00
Classe de emissão de ruído (A-D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	33
Consumo de energia em miliamperes (mA)	1300
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50-60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,2
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente

#### Acessórios fornecidos


Cuvete para cubos de gelo

•


FNS 7740 D 125 Gala Ed  
 Congelador de integrar  
 com NoFrost e oito gavetas de congelação em calhas telescópicas.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)