

## APST 012

Suporte, rotativo em 90 graus para utilizar no PST 2210 e PST 2220.



- Acolhe até 6 tabuleiros padrão
- Rodado a 90°, adequado para 1 recipiente/cassete
- Superfície útil recipientes (mm): 190 x 150 x 387

Código EAN: 4002516749653 / Número de material: 12378910 /  
Número de material antigo: 68900013D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Esterilizadores de bancada	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Categoria do produto</b>	
Suporte	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocus	•
<b>Capacidade</b>	
Tabuleiros/Bandejas [número]	5
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	200
Medida exterior, largura líquida em mm	197
Medida exterior, profundidade líquida em mm	385
Medida exterior, altura bruta em mm	250
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	505
Peso líquido em kg	0,54
Peso bruto em kg	1,20