

ProCare Dent 10 MA - 5 l

Detergente líquido, suavemente alcalino, 5 l

para tratamento ideal de instrumentos standard e peças de mão.



- Especialmente adequado para peças de mão
- Adapt. às fases de trat. na máq. lavag. e desinf. térm. da Miele
- Elevada protecção do material
- Concentrado líquido

Código EAN: 4029577157388 / Número de material: 12392590 /

Número de material antigo: 66913203V3

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Possibilidades de utilização	
Remoção de sangue	Bom
Remoção de resíduos orgânicos	Bom
Recomendação de dosagem	
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	3-5 ml/l (0,3-0,5 %)
Valor de pH da solução de aplicação	10,6-10,7
Áreas de aplicação principais	
Consultórios dentários	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Lig. alcalino Detergente
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Enzimas, Tensioativos aniónicos, Tensioativos não iónicos
Adequado para peças de mão e angulares	•
Elevada protecção do material	•
Adequado para instrumentos padrão e de transferência	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	217
Medida exterior, largura líquida em mm	142
Medida exterior, profundidade líquida em mm	248
Medida exterior, altura bruta em mm	185
Medida exterior, largura bruta em mm	175
Medida exterior, profundidade bruta em mm	250
Peso bruto em kg	6
Quantidade de enchimento em ml	5000
Conformidades, certificação	
CE	•
Conformidade GHS/CLP	•