

ProCare Dent 30 C - 1 l [Typ 2]

Produto neutralizador, ácido, 1 l

com colo estreito, para neutralização ideal à base de ácido cítrico.



- Especialmente adequado para peças de mão
- Adapt. às fases de trat. na máq. lavag. e desinf. térm. da Miele
- Combinável c/ lanças doseadoras Miele devido ao gargalo largo
- Elevada protecção do material
- Concentrado líquido

Código EAN: 4029577156824 / Número de material: 12392640 /

Número de material antigo: 66915102V3

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Possibilidades de utilização	
Remoção de calcário e outras impurezas solúveis em ácidos	Muito bom
Recomendação de dosagem	
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	1 ml/l (0,1 %)
Abertura grande para lança de sucção	•
Valor de pH da solução de aplicação	3,0
Áreas de aplicação principais	
Consultórios dentários	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Produto neutralizador ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Ácido orgânico
Sem tensioativos	•
Muito boa compatibilidade de material	•
Adequado para instrumentos padrão e de transferência	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	242
Medida exterior, largura líquida em mm	107
Medida exterior, profundidade líquida em mm	58
Medida exterior, altura bruta em mm	245
Medida exterior, largura bruta em mm	60
Medida exterior, profundidade bruta em mm	105
Peso bruto em kg	1
Quantidade de enchimento em ml	1000
Conformidades, certificação	
CE	•
Conformidade GHS/CLP	•