

ProCare Dent 40 - 1 l [Typ 1]

Secante, 1 l

com bocal, para enxaguagem final do material a lavar.



- Para uma secagem melhorada e reduzida
- Adapt. às fases de trat. na máq. lavag. e desinf. térm. da Miele
- Dosagem facilitada devido ao bocal preciso
- Concentrado líquido

Código EAN: 4029577156831 / Número de material: 12392650 /  
Número de material antigo: 66917102V3

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
<b>Recomendação de dosagem</b>	
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	0,3 ml/l (0,03 %)
Valor de pH da solução de aplicação	3,8
Pequena abertura como bocal	•
<b>Áreas de aplicação principais</b>	
Consultórios dentários	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Secante.
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Metilcloroisotiazolinona, Metil isotiazolinona, Fosfonato, Tensioactivos não iónicos
Adequado para peças de mão e angulares	•
Melhora e encurta a secagem	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	241
Medida exterior, largura líquida em mm	106
Medida exterior, profundidade líquida em mm	58
Medida exterior, altura bruta em mm	260
Medida exterior, largura bruta em mm	60
Medida exterior, profundidade bruta em mm	100
Peso bruto em kg	1
Quantidade de enchimento em ml	1000
<b>Conformidades, certificação</b>	
CE	•
Conformidade GHS/CLP	•