

P/LACOF/PLUGIRON

Ligação

para a ligação de calandras LACO.



Código EAN: 4002516728849 / Número de material: 12401970 /

Número de material antigo: 59535052EU

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3500	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 600-3500	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•