

LAC/SSTRAYLONGFEED

Caixa para roupa

para a preparação da roupa com uma mesa de introdução prolongada.



- Para uma entrada de roupa homogénea e contínua
- Em aço inoxidável de elevada qualidade

Código EAN: 4002516728887 / Número de material: 12402010 /
Número de material antigo: 59535056EU

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 500–2000	•
D 500–2200	•
D 500–2500	•
D 500–3000	•
D 500–3300	•
D 500–3500	•
D 600–1750	•
D 600–2000	•
D 600–2200	•
D 600–2500	•
D 600–3000	•
D 600–3300	•
D 600–3500	•
D 800–1300	•
D 800–1750	•
D 800–2000	•
D 800–2200	•
D 800–2500	•
D 800–3000	•
D 800–3300	•
D 800–3500	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0