

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Detergente p/roupas delicadas e de cor, conc. líqui., lig. alcalino, 20 l para a lavagem de roupa de cor e têxteis delicados.



- Para utilizar em máquinas de lavar roupa Miele Profissional
- Isento de branqueadores óticos e agentes de branqueamento
- Tempo de atuação curto e regulador de espuma
- Bom poder de remoção de proteínas e de gordura
- Distinguido com o rótulo ecológico da UE

Código EAN: 4002516757559 / Número de material: 12442070 /
Número de material antigo: 59702302V1

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Eficiência de lavagem	
Capacidade de remoção de sujidade	Boa
Capacidade de remoção de clara de ovo	Boa
Capacidade de remoção de gordura	Boa
Dosagem	
É possível uma adaptação da concentração de dosagem	•
Valor de pH a 20 °C	9,5
Adequado a uma dosagem automática	•
Dosagem manual	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
Caraterísticas do produto	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	4
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Utilização	
Sistemas self-service	•
Hotéis e pensões	•
Spa, bem-estar e desporto	•
Escolas e infantários	•
Pequenas empresas	•
Lares de idosos e casas de repouso	•
Restaurantes, bares e catering	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Detergente roupa delicada/cor
Alcalinidade	Ligeiramente alcalino
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Alcalinos, Agente de conservação, Tensioativos
Sem fosfatos	•
Eficaz em temperaturas entre 30 °C a 90 °C	•
Regulação da espuma	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm ³	1,03
Dimensões e peso	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	288,00
Indicações de armazenamento	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	4
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Utilizável após o descongelamento sem perda de qualidade	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	385
Medida exterior, largura líquida em mm	258
Medida exterior, profundidade líquida em mm	294
Medida exterior, altura bruta em mm	378

ProCare Tex 10 MA - 20 l

Detergente p/roupas delicadas e de cor, conc. líqui., lig. alcalino, 20 l para a lavagem de roupa de cor e têxteis delicados.



Código EAN: 4002516757559 / Número de material: 12442070 /
Número de material antigo: 59702302V1

Medida exterior, largura bruta em mm	256
Medida exterior, profundidade bruta em mm	288
Peso do conteúdo em g	21000
Peso bruto em kg	22,00 kg
Quantidade de enchimento em ml	20000

Conformidades, certificação

Conformidade GHS/CLP	•
Rótulo ecológico da UE	•

Números de teste

Rótulo ecológico da UE: DE/039/020	•
------------------------------------	---