

ProCare Universal 77 A - 500 g

Produto de limpeza da máquina, alcalino, 500 g
para remover depósitos de amido entranhados.



- Redução dos depósitos de gordura
- Redução de ruídos
- Adaptado a máquinas Miele Professional

Código EAN: 4002516771524 / Número de material: 12456030 /
Número de material antigo: 66921701V1

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça ProfiLine	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar roupa	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Possibilidades de utilização	
Remoção de amidos	•
Remoção de gordura	Muito bom
Remoção de óleo	Muito bom
Remoção de proteínas	Muito bom
Remoção de gordura	•
Remoção de amido	Muito bom
Remoção de óleo	•
Remoção de proteínas	•
Recomendação de dosagem	
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	1 lata
Recomendação de dosagem (por ciclo de lavagem)	1 lata
Valor de pH a 20 °C	2,2
Aplicável para todas as durezas de água	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de meio	Detergente para limpeza de máquinas
Forma do agregado	Pó
Ingredientes	Fosfato, Branqueador à base de oxigénio, Fosfonato, Policarboxilato, Tensioativos não iónicos
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	35
Boa capacidade de limpeza	•
Elevada proteção do material	•
Elevada percentagem de dispersantes	•
Produto de limpeza intensivo com tensioativos	•
Forte ação emulsionante e dispersante	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Detergente para limpeza de máquinas
Forma do agregado	Pó

ProCare Universal 77 A - 500 g
Produto de limpeza da máquina, alcalino, 500 g
para remover depósitos de amido entranhados.



Código EAN: 4002516771524 / Número de material: 12456030 /
Número de material antigo: 66921701V1

Composição

Fosfato, Branqueador à base de oxigénio, Fosfonato, Policarboxilato, Tensioativos não iónicos

Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	35
Adequado para inox	•
Boa capacidade de limpeza	•
Elevada proteção do material	•
Elevada percentagem de dispersantes	•
Produto de limpeza intensivo com tensoactivos	•
Forte ação emulsionante e dispersante	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	80,00
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	133
Medida exterior, largura líquida em mm	80
Medida exterior, profundidade líquida em mm	80
Medida exterior, altura bruta em mm	130
Medida exterior, largura bruta em mm	80
Medida exterior, profundidade bruta em mm	80
Peso do conteúdo em g	500
Peso bruto em kg	1
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•