

ProCare Universal 81 C - 250 g  
 Descalcificador de máquinas, ácido, 250 g  
 para remover de depósitos de calcário persistentes.



- Redução dos revestimentos de silicato
- Aumento da vida útil das resistências
- Adaptado a máquinas Miele Professional

Código EAN: 4002516770862 / Número de material: 12456130 /  
 Número de material antigo: 66920601V1

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça ProfiLine	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar roupa	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Possibilidades de utilização</b>	
Remoção de depósitos de calcário e outras sujidades solúveis em ácidos	•
<b>Dosagem</b>	
Valor de pH a 20 °C	4,5
<b>Recomendação de dosagem</b>	
Recomendação de dosagem por ciclo de lavagem	1–2 latas
Recomendação de dosagem (por ciclo de lavagem)	1–2 latas
Aplicável para todas as durezas de água	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de meio	Descalcificador de máquinas
Forma do agregado	Pó
Ingredientes	Ácido cítrico
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Sem compostos de fósforo	•
Elevada proteção do material	•
Muito boa compatibilidade de material	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Descalcificador de máquinas
Forma do agregado	Pó
Composição	Ácido cítrico
Temperatura de armazenamento mínima em °C	5
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Elevada proteção do material	•
Muito boa compatibilidade de material	•
Sem compostos de fósforo	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	70,00
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	124

ProCare Universal 81 C - 250 g  
Descalcificador de máquinas, ácido, 250 g  
para remover de depósitos de calcário persistentes.



Código EAN: 4002516770862 / Número de material: 12456130 /  
Número de material antigo: 66920601V1

Medida exterior, largura líquida em mm	66
Medida exterior, profundidade líquida em mm	66
Medida exterior, altura bruta em mm	120
Medida exterior, largura bruta em mm	70
Medida exterior, profundidade bruta em mm	70
Peso do conteúdo em g	250
Peso bruto em kg	0

#### Conformidades, certificação

Conformidade GHS/CLP

•