

ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Intensificador do poder de lavagem, concentrado líquido, neutro, 20 l para remoção eficaz de sujidade de gordura.



- Desengordurante delicado para todo o tipo de roupa
- Particularmente delicado com as fibras e as cores
- Poder de lavagem total a partir do 30 °C
- Também utilizável como emulsionante e agente molhante

Código EAN: 4002516776208 / Número de material: 12495150 / Número de material antigo: 59709301V1

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Eficiência de lavagem	
Capacidade de remoção de sujidade	Muito boa
Capacidade de remoção de clara de ovo	Muito boa
Capacidade de remoção de gordura	Muito boa
Grau de brancura	Muito boa
Dosagem	
Adequado a uma dosagem automática	•
Dosagem manual	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
Recomendação de dosagem	
Utilização	
Lavandarias	•
Hotelaria, restauração	•
Lavagem de roupa de desporto	•
Lavagem de vestuário exterior	•
Lavagem de roupa de trabalho	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Reforçador do poder de lavagem
Alcalinidade	Neutro
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Tensioativos
Biodegradável	•
Sem fosfatos	•
Eficaz em temperaturas entre 30 °C a 90 °C	•
Especialmente eficaz em áreas de temperatura reduzida	•
Elevada eficácia em temperaturas a partir de 40 °C	•
Tempo de atuação curto	•
Regulação da espuma	•
Efeito de lavagem elevado em doses reduzidas	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm ³	1,00
Isento de microplásticos	•
Manuseamento simples	•
Aditivo ideal para todos os detergentes	•
Indicações de armazenamento	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Utilizável após o descongelamento sem perda de qualidade	•
Prazo de validade mínimo em meses	36
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•