

ProCare Tex 11 COL - 8 kg
 Detergente para roupa de cor, em pó, 8 kg
 para preservação da cor e lavagem de roupa de cor.



- Detergente altamente concentrado para roupa de cor
- Poder dissolvente de gordura e sujidade que protege o material e as cores
- Poder de lavagem total a partir do 30 °C
- Muito boa proteção contra a transferência de cor
- Dermatologicamente testado

Código EAN: 4002516775980 / Número de material: 12495170 /
 Número de material antigo: 59710201V1

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Eficiência de lavagem	
Capacidade de remoção de sujidade	Muito boa
Capacidade de remoção de clara de ovo	Muito boa
Capacidade de remoção de gordura	Muito boa
Efeito antiestática	Muito boa
Dosagem	
Dosagem manual	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
Recomendação de dosagem	
Utilização	
Lavandarias de limpeza a seco	•
Lavandarias	•
Hotelaria, restauração	•
Lavagem de roupa de desporto	•
Lavagem de vestuário exterior	•
Lavagem de roupa de trabalho	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Detergente para roupa de cor
Alcalinidade	Ligeiramente alcalino
Forma do agregado	Pó
Composição	Tensioativos, Fragrâncias, Enzimas, Agente complexante
Biodegradável	•
Biologicamente eficaz através de enzimas especiais	•
Sem fosfatos	•
Especialmente eficaz em áreas de temperatura reduzida	•
Elevada eficácia em temperaturas a partir de 40 °C	•
Tempo de atuação curto	•
Efeito de lavagem elevado em doses reduzidas	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm ³	0,8
Decomposição totalmente isenta de resíduos	•
Isento de microplásticos	•
Manuseamento simples	•
Aditivo ideal para todos os detergentes	•
Indicações de armazenamento	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	-20
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Utilizável após o descongelamento sem perda de qualidade	•
Prazo de validade mínimo em meses	24
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•