

ProCare Tex 30 C - 10 l

Produto neutralizador, concentrado líquido, ácido, 10 l
para proteção ideal dos têxteis através de uma neutralização fiável.



- Produto neutralizador com base em ácido cítrico
- Para pré-lavagem ácida ou para utilização após a lavagem principal
- Adequado a todos os processos de lavagem
- Impede o surgimento de nódoas amarelas
- Valores de pH neutros, estáveis no têxtil

Código EAN: 4002516776222 / Número de material: 12495210 /
Número de material antigo: 59711201V1

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar roupa	•
Dosagem	
Adequado a uma dosagem automática	•
Dosagem manual	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
Recomendação de dosagem	
Valor de pH a 20 °C	2,5
Utilização	
Lavandarias	•
Hotelaria, restauração	•
Lavagem de roupa de desporto	•
Lavagem de vestuário exterior	•
Lavagem de roupa de trabalho	•
Caraterísticas do produto	
Tipo de produto	Produto neutralizador
Alcalinidade	Ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Ácido cítrico
Biodegradável	•
Sem fosfatos	•
Especialmente eficaz em áreas de temperatura reduzida	•
Elevada eficácia em temperaturas a partir de 40 °C	•
Tempo de atuação curto	•
Efeito de lavagem elevado em doses reduzidas	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm ³	1,23
Com base em matérias-primas 100% renováveis	•
Decomposição totalmente isenta de resíduos	•
Isento de microplásticos	•
Manuseamento simples	•
Aditivo ideal para todos os detergentes	•
Indicações de armazenamento	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Utilizável após o descongelamento sem perda de qualidade	•
Prazo de validade mínimo em meses	24
Conformidades, certificação	
Conformidade GHS/CLP	•