

## ProCare Tex 30 C - 10 l

Produto neutralizador, concentrado líquido, ácido, 10 l  
para proteção ideal dos têxteis através de uma neutralização fiável.



- Para utilizar em máquinas de lavar roupa Miele Professional
- Produto neutralizador com base em ácido cítrico
- Para pré-lavagem ácida ou para utilização após a lavagem principal
- Adequado a todos os processos de lavagem
- Impede o surgimento de nódoas amarelas
- Valores de pH neutros, estáveis no têxtil

Código EAN: 4002516776222 / Número de material: 12495210 /  
Número de material antigo: 59711201V1

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
<b>Dosagem</b>	
Valor de pH a 20 °C	2,5
Adequado a uma dosagem automática	•
Dosagem manual	•
Aplicável em todas as durezas de água	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
<b>Utilização</b>	
Hotéis e pensões	•
Spa, bem-estar e desporto	•
Escolas e infantários	•
Pequenas empresas	•
Lares de idosos e casas de repouso	•
Restaurantes, bares e catering	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Tipo de produto	Produto neutralizador
Alcalinidade	Ácido
Forma do agregado	Concentrado líquido
Composição	Ácido cítrico
Biodegradável	•
Sem fosfatos	•
Especialmente eficaz em áreas de temperatura reduzida	•
Elevada eficácia em temperaturas a partir de 40 °C	•
Tempo de atuação curto	•
Efeito de lavagem elevado em doses reduzidas	•
Densidade (em 20 °C) em g/cm <sup>3</sup>	1,23
Com base em matérias-primas 100% renováveis	•
Decomposição totalmente isenta de resíduos	•
Isento de microplásticos	•
Manuseamento simples	•
Aditivo ideal para todos os detergentes	•
<b>Indicações de armazenamento</b>	
Temperatura de armazenamento mínima em °C	0
Temperatura de armazenamento máxima em °C	40
Armazenar num local seco e protegido do gelo	•
Fechar novamente os recipientes após a remoção das quantidades parciais	•
Utilizável após o descongelamento sem perda de qualidade	•
Prazo de validade mínimo em meses	24
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	314
Medida exterior, largura líquida em mm	202
Medida exterior, profundidade líquida em mm	230
Peso bruto em kg	10,50 kg
Quantidade de enchimento em ml	10000

ProCare Tex 30 C - 10 l

Produto neutralizador, concentrado líquido, ácido, 10 l  
para proteção ideal dos têxteis através de uma neutralização fiável.

Código EAN: 4002516776222 / Número de material: 12495210 /  
Número de material antigo: 59711201V1

#### Conformidades, certificação

Conformidade GHS/CLP

