

WA UP2 1403 L

Miele UltraPhase 2

UltraPhase 2 universal adequado para todos os UltraPhase 1.

Código EAN: 4002516779681 / Número de material: 12517030 /  
Número de material antigo: 11997298EU2



- Oxigénio ativo para uma remoção suave e eficaz das nódoas
- OxiCare para limpeza profunda e higiene da roupa e da máquina
- WhiteBooster para roupa branca radiante
- Consumo até 30 % mais baixo graças à dosagem automática
- Altamente rentável: 1,4 litros para 50 cargas
- Para todas as máquinas de lavar roupa e de lavar e secar roupa TwinDos