

A 315/1 Módulo

para o aumento da capacidade e reprocessamento de instrumentos ocos.



- Aumento da capacidade dos injetores de 22 para 44 unidades
- Utilizável em todos os cestos inferiores A 151 existentes no mercado
- Para todos os adaptadores dentários & ORL e acessórios comuns
- Os injetores não são fornecidos
- Tubo filtro A 800 para utilização em qualquer régua de injetores (não fornecido)
- Dimensões de carga no cesto inferior A 151: A 210 +/- 30, L 383, P 479 mm

Código EAN: 4002516881186 / Número de material: 12531630 /
Número de material antigo: 69631501D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Complemento para instrumentos de otorrinolaringologia	•
Complemento/Módulo para instrumentos dentários	•
Outros complementos/Outro módulo	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Possibilidade de inserção de um filtro central	•
Capacidade	
Instrumentos ORL [número]	22
Instrumentos de transferência [número]	22
Ventosas [número]	22
Instrumentos ocos [número]	22
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	118
Medida exterior, largura líquida em mm	492
Medida exterior, profundidade líquida em mm	503
Medida exterior, altura bruta em mm	165
Medida exterior, largura bruta em mm	505
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	2,90
Peso bruto em kg	3,66
Incluído na embalagem	
A 838 Conjunto de chaves [número]	1