

## A 315/1 Módulo

para o aumento da capacidade e reprocessamento de instrumentos ocós.



- Aumento da capacidade dos injetores de 22 para 44 unidades
- Utilizável em todos os cestos inferiores A 151 existentes no mercado
- Para todos os adaptadores dentários & ORL e acessórios comuns
- Os injetores não são fornecidos
- Tubo filtro A 800 para utilização em qualquer régua de injetores (não fornecido)
- Dimensões de carga no cesto inferior A 151: A 210 +/- 30, L 383, P 479 mm

Código EAN: 4002516881186 / Número de material: 12531630 /  
Número de material antigo: 69631501D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquina de lavar, pequena, medicina dentária	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para instrumentos de otorrinolaringologia	•
Complemento/Módulo para instrumentos dentários	•
Outros complementos/Outro módulo	•
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos ocós	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Possibilidade de inserção de um filtro central	•
<b>Capacidade</b>	
Instrumentos ORL [número]	22
Instrumentos de transferência [número]	22
Ventosas [número]	22
Instrumentos ocós [número]	22
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	118
Medida exterior, largura líquida em mm	492
Medida exterior, profundidade líquida em mm	503
Medida exterior, altura bruta em mm	165
Medida exterior, largura bruta em mm	505
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	2,91
Peso bruto em kg	3,67
<b>Incluído na embalagem</b>	
A 838 Conjunto de chaves [número]	1