


APWD 153

Cesto

para colocação de cestos em rede DIN convencionais e de vários complementos.



Código EAN: 4002516847540 / Número de material: 12537450 /

Número de material antigo: 69615300D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PWD 8682 C	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de instrumentos VET	•
Reprocessamento de instrumentos de podologia	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de peças pequenas	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	2
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	88
Medida exterior, largura líquida em mm	530
Medida exterior, profundidade líquida em mm	522
Medida exterior, altura bruta em mm	115
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	553
Peso líquido em kg	1,86
Peso bruto em kg	2,46