

MB1 250

Copo graduado, 250 ml

para uma dosagem fácil dos produtos ProCare.



- Copo graduado empilhável com pega firme
- Escala de ml impressa em medidas de 5
- Permite a dosagem precisa de produtos líquidos e em pó

Código EAN: 4002516805953 / Número de material: 12594330 /
Número de material antigo: 59712001V1

Categorias de produto associadas	
ProCare	•
Possibilidades de utilização	
Dosagem simples de produtos ProCare	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	132,00
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	115
Medida exterior, largura líquida em mm	117
Medida exterior, profundidade líquida em mm	77
Medida exterior, altura bruta em mm	105
Medida exterior, largura bruta em mm	94
Medida exterior, profundidade bruta em mm	132
Peso bruto em kg	0