

## DV1 DIN51

Torneira de drenagem  
para um enchimento fácil dos produtos líquidos ProCare.



- Dosagem simples, rápida e limpa
- Tampa de rosca DIN 51 para recipientes de produtos ProCare de 5 e 10 l
- Alavanca suave para uma utilização fácil

Código EAN: 4002516815440 / Número de material: 12594480 /  
Número de material antigo: 59713001V1

<b>Categorias de produto associadas</b>	
ProCare	•
<b>Possibilidades de utilização</b>	
Enchimento fácil dos produtos líquidos ProCare	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150,00
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	62
Medida exterior, largura líquida em mm	98
Medida exterior, profundidade líquida em mm	66
Medida exterior, altura bruta em mm	12
Medida exterior, largura bruta em mm	100
Medida exterior, profundidade bruta em mm	150
Peso bruto em kg	0