

DV1 DIN51

Torneira de drenagem para um enchimento fácil dos produtos líquidos ProCare.



- Dosagem simples, rápida e limpa
- Tampa de rosca DIN 51 para recipientes de produtos ProCare de 5 e 10 l
- Alavanca suave para uma utilização fácil

Código EAN: 4002516815440 / Número de material: 12594480 /
Número de material antigo: 59713001V1

| | |
|--|--------|
| Categorias de produto associadas | |
| ProCare | • |
| Possibilidades de utilização | |
| Enchimento fácil dos produtos líquidos ProCare | • |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 150,00 |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 62 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 98 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 66 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 12 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 100 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 150 |
| Peso bruto em kg | 0 |