


O 892

Cesto superior

com inserto E 812 e 2 suportes de copos para diferentes copos



- Ajuste em altura de 5 cm em 2 posições
- Os suportes asseguram um posicionamento seguro de copos de pé longo
- Com braço de lavagem integrado, acoplamento na parte traseira
- Máx. altura de equipamento 200 mm
- O inserto para copos E 812 é fornecido

Código EAN: 4002516854227 / Número de material: 12614950 /

Número de material antigo: 67189202D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Cesto para copos	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Altura máxima de carga em mm	200
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	268
Medida exterior, largura bruta em mm	551
Medida exterior, profundidade bruta em mm	558
Peso líquido em kg	3,74

O 892

Cesto superior

com inserto E 812 e 2 suportes de copos para diferentes copos

Código EAN: 4002516854227 / Número de material: 12614950 /

Número de material antigo: 67189202D

Peso bruto em kg

4,62

