

APLW 895

Complemento

Refrigeração da água residual para instalação posterior na PLW 7111.



- Para o arrefecimento da água residual em canalização sensível à temperatura
- A instalação é efetuada pelo serviço de assistência técnica

Código EAN: 4002516888062 / Número de material: 12616020 /

Número de material antigo: 69242016D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 7111	•
Categoria do produto	
Conjunto de adaptação	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	290
Medida exterior, largura bruta em mm	102
Medida exterior, profundidade bruta em mm	324
Peso líquido em kg	0,92
Peso bruto em kg	1,09