

APLW 896

Complemento

caixa de válvulas externa para controlo da água residual.



- Para um esgoto controlado, p. ex., para um tanque de reciclagem externo
- A instalação externa é efetuada pelo serviço de assistência técnica

Código EAN: 4002516894124 / Número de material: 12616030 /

Número de material antigo: 69242017D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório SlimLine	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
Categoria do produto	
Conjunto de adaptação	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de máscaras proteção respiratória	•
Reprocessamento de estruturas de suporte de aparelhos respiratórios isolantes de ar comprimido	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Cinzentos
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	223
Medida exterior, largura bruta em mm	563
Medida exterior, profundidade bruta em mm	563
Peso líquido em kg	11,15
Peso bruto em kg	12,47