


O 885

Suporte de cesto superior

para inserção de cestos com dimensões exteriores até 50 x 50 cm.



- Máx. altura de equipamento 130 mm
- Com braço de lavagem integrado, acoplamento na parte traseira
- Indicado para inserção de cestos de plástico

Código EAN: 4002516818885 / Número de material: 12616510 /


Número de material antigo: 67188502D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Suportes	•
Suporte de cesto superior	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Altura máxima de carga em mm	130
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	119
Medida exterior, largura líquida em mm	530

O 885

Suporte de cesto superior

para inserção de cestos com dimensões exteriores até 50 x 50 cm.



Código EAN: 4002516818885 / Número de material: 12616510 /

Número de material antigo: 67188502D

Medida exterior, profundidade líquida em mm	516
Medida exterior, altura bruta em mm	175
Medida exterior, largura bruta em mm	545
Medida exterior, profundidade bruta em mm	555
Peso líquido em kg	1,57
Peso bruto em kg	2,00