


O 898

Suporte de cesto superior
para inserção de insertos 1/2



- Máxima altura de equipamento 240 mm
- Com braço de lavagem integrado, acoplamento na parte traseira
- Ajuste em altura em 6 cm em 3 posições

Código EAN: 4002516854517 / Número de material: 12616580 /
Número de material antigo: 67189802D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Altura máxima de carga em mm	240
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	206
Medida exterior, largura líquida em mm	528
Medida exterior, profundidade líquida em mm	527
Medida exterior, altura bruta em mm	550
Medida exterior, largura bruta em mm	215
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	3,05
Peso bruto em kg	3,71