

A 100

Cesto superior

para colocação perfeita de módulos injectores ou complementos.



- Cesto superior duas ligações para módulos
- Para colocação de até 2 módulos de injectores ou complementos
- Fecho automático do acoplamento em caso de não utilização
- Altura de carga com módulo com apoios de plástico é de 190 mm
- Medidas de montagem: largura 489, comprimento 440 mm

Código EAN: 4002516841296 / Número de material: 12642640 /

Número de material antigo: 69610002D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Categoria do produto	
Cesto com acoplamento do módulo	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	141
Medida exterior, largura líquida em mm	525
Medida exterior, profundidade líquida em mm	528
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	555
Medida exterior, profundidade bruta em mm	565
Peso líquido em kg	2,92
Peso bruto em kg	3,56