


A 102

Cesto superior

ajustável em altura, para colocação perfeita de complementos.



- Altura de montagem 205 +/- 30 mm, largura 475 mm, prof. 443 mm
- Com braço aspersor integrado

Código EAN: 4002516855262 / Número de material: 12645600 /


Número de material antigo: 69610201D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Suportes de cestos	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	2
Cestos de rede SPRI [número]	1
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	206
Medida exterior, largura líquida em mm	528
Medida exterior, profundidade líquida em mm	527
Medida exterior, altura bruta em mm	230
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	545

A 102

Cesto superior

ajustável em altura, para colocação perfeita de complementos.



Código EAN: 4002516855262 / Número de material: 12645600 /
Número de material antigo: 69610201D

Peso líquido em kg	3,04
Peso bruto em kg	3,78