


U 405  
Cesto  
para aplicações universais.



- Para talheres grandes, taças, etc.
- Fundo com malha larga
- Altura interior 65 mm

Código EAN: 4002516854470 / Número de material: 12652390 /  
Número de material antigo: 67640502D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoria do produto	
Cesto para panelas/taças, etc.	•
Outros cestos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzento
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	220
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	1,00
Peso bruto em kg	2,04