


U 408
Cesto
para inserção ideal de chávenas.



- Com 4 fileiras

Código EAN: 4002516855309 / Número de material: 12654500 /
Número de material antigo: 67640802D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoria do produto	
Cesto para chávenas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Azul, Cinzento, Branco
Número de filas	4
Distância entre suportes em mm	85
Capacidade	
Chávenas [número]	20
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	220
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	1,14
Peso bruto em kg	1,97