

U 403
Cesto
para limpeza ideal de talheres.



- Fundo de malha estreita
- Também indicado para taças de gelado
- Sem cestos para talheres

Código EAN: 4002516854500 / Número de material: 12654520 /
Número de material antigo: 67640302D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8164	•
PTD 701	•
Categoria do produto	
Cesto para talheres	•
Cesto para panelas/taças, etc.	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	180
Medida exterior, largura bruta em mm	520
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	1,85
Peso bruto em kg	2,88