

U 407

Cesto

para material de lavagem habitual em bistros.



- Para copos, chávenas, pratos, pratos de sobremesa, pires, etc.
- Com diferentes distâncias e alturas de fixadores
- O cesto E 168 também pode ser utilizado para talheres

Código EAN: 4002516855255 / Número de material: 12654670 /

Número de material antigo: 67640702D

Categorias de produto associadas	
-----------------------------------------	--

Máquinas de lavar louça de tanque	•
-----------------------------------	---

Equipamentos compatíveis	
---------------------------------	--

PG 8164	•
---------	---

PTD 701	•
---------	---

Categoria do produto	
-----------------------------	--

Cesto para diferentes utensílios	•
----------------------------------	---

Caraterísticas do produto	
----------------------------------	--

Material	Arame, rev. em Rilsan
----------	-----------------------

Cor	Branco
-----	--------

Número de filas	5
-----------------	---

Dimensões e peso	
-------------------------	--

Medida exterior, altura bruta em mm	180
-------------------------------------	-----

Medida exterior, largura bruta em mm	520
--------------------------------------	-----

Medida exterior, profundidade bruta em mm	620
-------------------------------------------	-----

Peso líquido em kg	1,98
--------------------	------

Peso bruto em kg	2,93
------------------	------