


U 409

Cesto

para material de lavagem habitual em bistros.



- Para copos, chávenas, pratos, pratos de sobremesa, pires, etc.
- O cesto E 165 também pode ser utilizado para talheres

Código EAN: 4002516854999 / Número de material: 12654740 /

Número de material antigo: 67640902D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar louça de tanque

•

Equipamentos compatíveis

PG 8164

•

PTD 701

•

Categoria do produto

Cesto para diferentes utensílios

•

Caraterísticas do produto

Material

Plástico

Cor

Azul, Cinzento, Branco

Número de filas

3

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm

220

Medida exterior, largura bruta em mm

550

Medida exterior, profundidade bruta em mm

550

Peso líquido em kg

1,47

Peso bruto em kg

2,60