

U 503
Cesto
para inserção ideal de talheres.



- Fundo de malha estreita
- Também indicado para taças de gelado
- Sem cestos para talheres

Código EAN: 4002516854968 / Número de material: 12654770 /
Número de material antigo: 67650302D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 503
Cesto
para inserção ideal de talheres.



Código EAN: 4002516854968 / Número de material: 12654770 /
Número de material antigo: 67650302D

Categoria do produto	
Cesto para talheres	•
Cesto para panelas/taças, etc.	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Verde
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	220
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	550
Peso líquido em kg	1,91
Peso bruto em kg	2,95